

Lansinoh®

2in1 – Elektrische Milchpumpe



Stillexperten seit über 30 Jahren

Lansinoh®

2in1 Elektrische Milchpumpe

- Das Topmodell: Ein- oder beidseitiges Abpumpen möglich
- Handlich, leicht und besonders leise, einfach zu reinigen
- 3 Pumpmodi und 8 Saugstärkestufen für sanftes bis effektives Abpumpen
- Große LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- Inklusive Comfort-Fit™ Saugaufsätze in zwei Größen und NaturalWave™ Sauger in Größe S

Die Vielseitige, die sich perfekt auf individuelle Bedürfnisse einstellt - höchste Qualität und Komfort in einem leichten, handlichen Gerät für zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Per Knopfdruck lässt sich zwischen Stimulations- und Abpumpphase wechseln und aus drei erprobten Pumpmodi und acht Saugstärkestufen wählen. Mit großem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, um auch nachts alle Einstellungen gut zu erkennen. Rutschfeste Saugaufsätze sind in zwei Größen enthalten und sitzen sanft und passgenau an der Brust. Mit nur einem Handgriff ist das Abpumpen auch einseitig möglich. Kompatibel mit allen Lansinoh® Weithalsflaschen und NaturalWave™ Saugern zum Aufbewahren und Füttern. Batterie- oder Netzbetrieb: ideal auch für unterwegs. Pumpset als Ersatzteil erhältlich.

Material Pumpset: Polypropylen und Silikon, BPA/BPS frei

Art.-Nr.	53065
Art.-Bezeichnung	Lansinoh® 2in1 Elektrische Milchpumpe
Produkt-EAN	5060062990065
Inhalt	1 Stück mit Zubehör
Maße in mm (BxHxT)	250 x 215 x 150
Artikelgewicht (g)	1.340
UVP inkl. MwSt.	139,99 €
Versandeinheit	1

