

Lansinoh®

Handmilchpumpe



Stillexperten seit über 30 Jahren

Lansinoh® Handmilchpumpe

- Sanftes und effektives Abpumpen mit 2-Phasen-Technologie: manuell von der Stimulations- in die Abpumpphase wechseln
- Kompakte Bauweise für einfaches Reinigen und Zusammensetzen
- Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Abpumpen
- Inklusive Comfort-Fit™ Saugaufsatz und NaturalWave® Sauger in Größe S

Das praktische Leichtgewicht: Mit der Lansinoh® Handmilchpumpe wird gelegentliches Abpumpen ganz einfach. Schwellungen beim Milcheinschuss können gelindert, die Milchproduktion angeregt und kurze Zeiträume der Trennung zwischen Mutter und Kind überbrückt werden. In der Stimulationsphase wird die Brust sanft auf das Abpumpen vorbereitet und der Milchspendereflex angeregt. In der Abpumpphase kann die Muttermilch effektiv gewonnen werden. Die Lansinoh® Handmilchpumpe besteht aus nur acht Einzelteilen und lässt sich einfach zusammensetzen. Der stabile Standboden kann als Trichterdeckel verwendet werden und schützt so die Pumpe auch unterwegs. Kompatibel mit Lansinoh® Weithalsflaschen und NaturalWave® Saugern zum Aufbewahren und Füttern. Ersatzventil und Verschlussdeckel liegen bei.

Material: Polypropylen und Silikon, BPA-/BPS-frei

Art.-Nr.	50552
Art.-Bezeichnung	Lansinoh® Handmilchpumpe
Produkt-EAN	506 006 299 0027
Inhalt	1 Stück mit Zubehör
Maße in mm (BxHxT)	190 x 195 x 100
Artikelgewicht (g)	370
UVP inkl. MwSt.	39,99 €
Versandeinheit	2

