



Lansinoh®

Elektrische Milchpumpe Kompakt



Stillexperten seit über 30 Jahren

Eine für überall: die neue Elektrische Milchpumpe Kompakt

- **Kompakt, leicht und leise – ideal für zu Hause und unterwegs**
- **Sanftes und effektives Abpumpen durch individuelle Einstellung von Saugstärke (5 Stufen) und Rhythmus (Stimulieren und Abpumpen)**
- **Kombinierbar mit allen Lansinoh® Produkten zum Abpumpen, Aufbewahren und Füttern**
- **Inklusive ComfortFit® Saugaufsatz und NaturalWave® Sauger in Größe S**
- **Kompatibel mit Powerbank – praktisch für unterwegs**

Mit der neuen Elektrischen Milchpumpe Kompakt wird Abpumpen jetzt noch einfacher und komfortabler. Mit nur knapp 200 Gramm Gewicht ist der Pumpenmotor unglaublich leicht. Und gerade mal faustgroß passt die Pumpe bequem in die Handtasche.

Die Pumpe ist mit ihrem neuen stylischen und handlichen Design kinderleicht zu bedienen und die Einstellungen sind dank der LED-Leuchtdioden auch nachts gut erkennbar.

Saugstärke (5 Stufen) und Rhythmus (Stimulieren und Abpumpen) lassen sich individuell einstellen.

Die Elektrische Milchpumpe wechselt von der Stimulation automatisch oder per Knopfdruck zum effektiven Abpumpen.

Das hygienisch geschlossene System verhindert, dass Milch in den Schlauch eindringen kann. Die Pumpe lässt sich dadurch ganz einfach reinigen. Betrieben werden kann sie mit einem Mikro-USB-Netzteil oder einer Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten!) – praktisch für unterwegs.

Material: Polypropylen und Silikon, BPA-/BPS-frei

Art.-Nr.	54092
Art.-Bezeichnung	Lansinoh® Elektrische Milchpumpe Kompakt
Produkt-EAN	506 042 023 0970
Inhalt	1 Stück mit Zubehör
Maße in mm (BxHxT)	200 x 110 x 190
Artikelgewicht (g)	560
UVP inkl. MwSt.	99,99 €
Versandeinheit	1

